

AMBULANCIA MAXUS T60

Unidades: 2

Año: 2020

Mantenión: cada 10.000 KM.

Ambulancia 4x4-Ambulancia debidamente equipada.

ELEMENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y EXTRACCIÓN

- Férulas extremidades.
- Inmovilizador lateral de cabeza.
- Collares cervicales diferentes tamaños.
- Tabla espinal larga, con sus correspondientes correas de fijación.
- chaleco de extricación.

ELEMENTOS DE MANEJO BÁSICO DE LA VÍA AÉREO

- Bolsa de reanimación adulto con mascarilla.
- Bolsa de reanimación pediátrica con mascarilla.
- Sondas de aspiración de diferentes lúmenes.
- Cánulas de mayo de distintos tamaños.
- Balón de oxígeno portátil con manómetro y flujómetro.

VARIOS

- Equipo para el manejo de lesiones y heridas.
- Esfigmomanómetro.
- Fonendoscopio.



CONTACTO

Teléfonos de contacto
+56 9 6615 4318

Correos de contacto
CONTACTO@ECONSEL.CL

www.econsel.cl